

## COLLIRIO LUBRIFICANTE- OPTI FREE PRO 10 ml



### USI (INDICAZIONI)

**OPTI FREE PRO** è un trattamento per l'occhio secco che dà un sollievo temporaneo dalle sensazioni di bruciore e irritazione causate da secchezza oculare.

**OPTI FREE PRO** può essere usato per lubrificare ed idratare le lenti a contatto giornaliere, ad uso prolungato, usa e getta in silicone idrogel e morbide (idrofile).

**OPTI FREE PRO** idrata le lenti a contatto, riduce il discomfort legato all'uso delle lenti, e favorisce la rimozione di particelle che potrebbero causare irritazione e/o discomfort.

### CONTROINDICAZIONI (MOTIVI PER NON USARE IL PRODOTTO):

Le persone allergiche ad uno o più dei componenti contenuti in **OPTI FREE PRO** non devono usare questo prodotto.

### ISTRUZIONI:

**OPTI FREE PRO Lubrificante** può essere usato secondo necessità durante l'intera giornata per trattare l'occhio secco.

Instillare le gocce nell'occhio e aprire e chiudere le palpebre. Mentre si indossano lenti a contatto, se si verifica una leggera irritazione, una sensazione di fastidio, o modificazioni nella visione, instillare 1 o 2 gocce negli occhi e aprire e chiudere le palpebre 2 o 3 volte. Può essere utilizzato anche prima e dopo l'applicazione delle lenti a contatto. Agitare bene prima dell'uso.

### AVVERTENZE:

È di essenziale importanza attenersi alle istruzioni del proprio specialista e a tutte le istruzioni fornite sulle etichette per l'uso corretto del prodotto. Se si ha una sensazione di fastidio persistente, lacrimazione eccessiva, modificazioni nella visione o rossore agli occhi, consultare il proprio specialista, in quanto il problema potrebbe divenire più grave. Non immerga o disinfetti le lenti in **OPTI FREE PRO** a causa di una possibile irritazione oculare.

**PRECAUZIONI:**

- Per evitare contaminazioni, non mettere mai la punta del flacone contagocce a contatto con nessuna superficie.
- Rimettere il tappo dopo l'uso.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Tenere il flacone ben chiuso quando non è utilizzato.
- Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto.
- Sei mesi dopo la prima apertura, gettare via la soluzione eventualmente rimasta.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**OLENT OTTICA srl**  
**C.SO VINZAGLIO, 26 – 10121 TORINO-Italia**  
**Tel. 011/541909 – Tel 011/5611030**  
**E-mail::info@olent.it**  
**OTTICA – OPTOMETRIA – CONTATTOLOGIA**  
**-IPOVISIONE-STRUMENTI**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA. C.SO VINZAGLIO, 26 - 10121 TORINO - ITALIA- P. IVA 06248510015 - C.C.I.A.A. 0774044 -  
ISCR. TRIB. TO N° 1216/92 - CAP. SOC. £ 20.000.000 I.V.

Registro dei Ottici “Fabbricanti” di dispositivi medici su misura del Ministero della Salute N° ITCA01025133