


FLIPPER DI MADDOX



Flipper di Maddox ideale per l'esecuzione del test di Maddox in modo pratico e semplice. Si comincia con l'esecuzione delle forie orizzontali (utilizzando il cilindro di Maddox con linee orientate verticalmente) e ruotando comodamente il flipper si procede alla valutazione delle forie verticali (utilizzando le linee orientate orizzontalmente).

- Flipper bianchi
- Flipper composti da una coppia di cilindri di Maddox per forie orizzontali e verticali

OLENT OTTICA srl
C.SO VINZAGLIO, 26 – 10121 TORINO-Italia
Tel. 011/541909 – Tel 011/5611030
E-mail::info@olent.it
OTTICA – OPTOMETRIA – CONTATTOLOGIA
-IPOVISIONE-STRUMENTI

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA. C.SO VINZAGLIO, 26 - 10121 TORINO - ITALIA- P. IVA 06248510015 - C.C.I.A.A. 0774044 -
ISCR. TRIB. TO N° 1216/92 - CAP. SOC. £ 20.000.000 I.V.
Registro dei Ottici "Fabbricanti" di dispositivi medici su misura del Ministero della Salute N° ITCA01025133