

SOLUZIONE SALINA 500 ML – OTE'



Oté Saline è la nuova soluzione salina specifica per occhi sensibili.

Questa soluzione è compatibile con tutti i materiali di lenti a contatto.

La formula priva di sostanze conservanti permette di utilizzare la soluzione quotidianamente sia per il risciacquo delle lenti sia per la loro applicazione (es. per riempire il serbatoio della lente sclerale).

Contenuto

Cloruro di sodio isotonico 0,9 %. **SENZA CONSERVANTI.**

Formato 500 ml

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare i prodotti per lenti a contatto tra i 4° e i 25° C. In caso di irritazione degli occhi, interrompere l'utilizzo e consultare immediatamente il medico o il contattologo. Controllare sempre l'integrità del sigillo di garanzia prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare dopo 2 mesi dopo l'apertura.

OLENT OTTICA srl
C.SO VINZAGLIO, 26 – 10121 TORINO-Italia
Tel. 011/541909 – Tel 011/5611030
E-mail::info@olent.it
OTTICA – OPTOMETRIA – CONTATTOLOGIA
-IPOVISIONE-STRUMENTI