

## Menicon - Progent



Questo deproteinizzante intensivo per lenti rigide gas permeabili garantisce una profonda azione pulente, assicurando massima efficacia nella rimozione delle proteine. Sono sufficienti 30 minuti per pulire e disinfettare completamente le lenti\*!

Per assicurare la massima sicurezza e comfort il nostro programma di assistenza alle lenti a contatto rigide gas permeabili comprende , una volta ogni sei mesi, una disinfezione intensiva presso il nostro centro. Qualora il cliente non possa recarsi presso di noi per la disinfezione consigliamo in alternativa di utilizzare Progent.

In alcuni casi, in cui il portatore tende a sporcare molto le lenti, viene invece consigliata una pulizia con il liquido Progent una volta al mese.

### **Contenuto:**

- Portalenti
- 5 dosi di Progent A+B

### **\*Studi:**

Antiviral efficacy (Medical University Nancy MDT, référence: CEN / TC216 / N 98, AFNOR NFT 72 - 180).

Antibacterial and antifungal activity (MENICON PHARMA ref: ISO / CD 14729 stand alone test).

Anti-acanthamoeba activity (Bactériology Institute, Strasbourg medical University ; Menicon Co., Ltd / microbiology and immunology department from Leicester UK).

**OLENT OTTICA srl**  
**C.SO VINZAGLIO, 26 – 10121 TORINO-Italia**  
**Tel. 011/541909 – Tel 011/5611030**  
**E-mail::info@olent.it**  
**OTTICA – OPTOMETRIA – CONTATTOLOGIA**  
**-IPOVISIONE-STRUMENTI**